



*Aprovação pela FDA pendente

Smart One[®]

Pico de fluxo e FEV1 agora disponíveis no seu smartphone



SmartOne

Para pessoas dos 3 aos 93 anos!

Ideal para **autogestão** da asma, da DPOC, assistência em transplantes pulmonares, fibrose quística e para utilização em ensaios clínicos

Leve e fácil de transportar em viagem, o Smart One[®] foi concebido para satisfazer os crescentes pedidos de dispositivos sem fios com capacidade para ligação à nova geração de smartphones e tablets Android e iOS




Disponível com medidor de fluxo de turbina DESCARTÁVEL ou REUTILIZÁVEL individualmente



Teste de Espirometria: PEF, FEV1



Indicador de saúde com semáforo, pontuação de sintomas e notas



Tendência gráfica do Pico de fluxo ou do FEV1

Projeto Software de fonte aberta Kit de desenvolvimento de software (SDK) para criadores de App

Implementado para as plataformas móveis mais importantes:
iOS e Android.

O SDK assegura a comunicação Bluetooth inteligente entre a sua App e o dispositivo, com comandos fáceis e intuitivos.

Código-fonte e App de amostra fornecidos.

Precisão única

Qualidade incomparável!

Norma ISO 26782 (para parâmetros de espirometria)

Norma ISO 23747 (apenas para o parâmetro Pico de Fluxo)

Normas ATS/ERS 2005